

2024年8月

お得意先様 各位

アズワン株式会社  
営業本部

## 価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、  
一部の商品につき、2024年9月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、  
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、  
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2023  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024  
サニーフーズカタログ2024  
研究設備カタログ2024  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023  
レンタルカタログVol.2  
サイエンスカタログ2024-2025

2024年9月1日

 **アズワン株式会社**















2024年9月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2024 頁	販管2024 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-8265-01	SKカップ付ボトル(青目盛付き・電子線滅菌済) 30mL 1箱 (260本入) 317010	11,440	12,350			247					
7-8265-02	SKカップ付ボトル(青目盛付き・電子線滅菌済) 60mL 1箱 (200本入) 317020	9,420	10,180			247					
7-8265-03	SKカップ付ボトル(青目盛付き・電子線滅菌済) 100mL 1箱 (140本入) 317030	8,540	9,240			247					
7-8265-04	SKカップ付ボトル(青目盛付き・電子線滅菌済) 150mL 1箱 (100本入) 317040	6,850	7,400			247					
7-8265-05	SKカップ付ボトル(青目盛付き・電子線滅菌済) 200mL 1箱 (80本入) 317050	6,080	6,600			247					
7-8359-01	リネンカート(フタ付) 本体(小)	38,000	42,000			155			90		
7-8359-02	リネンカート(フタ付) 本体(大)	43,000	47,000			155			90		
7-8435-01	ワイドリネンカート(分割タイプ) フレーム本体	79,400	87,500			155					
7-8435-11	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 ブルー 120L 120B	11,500	13,000			155					
7-8435-12	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 グレー 120L 120G	11,500	13,000			155					
7-8435-13	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 イエロー 120L 120Y	11,500	13,000			155					
7-8435-14	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 ブルー 180L 180B	12,000	14,500			155					
7-8435-15	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 グレー 180L 180G	12,000	14,500			155					
7-9292-01	お湯さし君 B型 300mL 40本入 8307241	13,700	14,800						458		
8-1021-01	スケーラ	950	1,060								
8-1050-01	眼科ピンセット 115mm 無鉤	1,650	2,030			1630			56		
8-1050-02	眼科ピンセット 115mm 有鉤	1,640	2,140			1630			489		
8-3640-01	面焼圧子(にきび取り) 130mm 片メス型	2,800	2,910			1656					
8-3890-01	面焼圧子 130mm 両頭鋭型	2,700	2,800			1656					
8-5651-01	百葉箱 H5	170,000	186,000	781	781						
8-5651-02	百葉箱 H6	71,300	78,000	781	781						
8-5651-03	百葉箱 H7	125,500	144,000	781	781						
8-5651-05	百葉箱理療型 単葉 スチール脚 750×750×780mm H1-HT-F	291,000	323,500	-	-						
8-5651-06	百葉箱理療型 単葉 ステンレス脚 750×750×780mm H1-HT-S	321,000	356,500	-	-						
8-5651-08	百葉箱大型2号 単葉 スチール脚 600×600×650mm H2-HT-F	255,000	283,500	-	-						
8-5651-09	百葉箱大型2号 単葉 ステンレス脚 600×600×650mm H2-HT-S	285,000	316,500	-	-						
8-5651-11	百葉箱中型3号 単葉 スチール脚 515×515×530mm H3-HT-F	219,000	243,500	-	-						
8-5651-12	百葉箱中型3号 単葉 ステンレス脚 515×515×530mm H3-HT-S	249,000	276,500	-	-						
8-5651-14	百葉箱小型4号 単葉 スチール脚 425×425×440mm H4-HT-F	190,000	213,500	-	-						
8-5651-15	百葉箱小型4号 単葉 ステンレス脚 425×425×440mm H4-HT-S	220,000	246,500	-	-						
86-4629-69	Human MMP-1(Matrix Metalloproteinase 1) ELISA Kit 96T EH0232	64,000	86,000	1779	1779						
86-4630-12	Human TGFβ1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit 96T EH0287	64,000	86,000	1779	1779						
86-4630-43	Human VEGF(Vascular Endothelial Cell Growth Factor) ELISA Kit 96T EH0327	64,000	86,000	1779	1779						
86-4631-41	Human S100B(Protein S100-B) ELISA Kit 96T EH0543	64,000	86,000	1779	1779						
86-4634-56	Human OxLDL(Oxidized low-density lipoprotein) ELISA Kit 96T EH0943	64,000	86,000	1779	1779						
86-4651-81	Human BALP(Bone Alkaline Phosphatase) ELISA Kit 96T EH2691	64,000	86,000	1779	1779						
86-4653-72	Human FG(Fibrinogen) ELISA Kit 96T EH3057	64,000	98,000	1779	1779						
86-4655-22	Human MT(Melatonin) ELISA Kit 96T EH3344	64,000	98,000	1779	1779						
86-4659-65	Human PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit 96T EH4233	64,000	98,000	1779	1779						
86-4664-23	Mouse TNFA(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T EM0183	64,000	86,000	1779	1779						
86-4670-50	Mouse CTX1(Cross Linked C-telopeptide of Type I Collagen) ELISA Kit 96T EM0960	64,000	98,000	1779	1779						
86-4671-11	Mouse FSH(Follicle-stimulating hormone) ELISA Kit 96T EM1035	64,000	86,000	1779	1779						
86-4672-39	Mouse LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit 96T EM1188	64,000	86,000	1779	1779						
86-4674-60	Mouse Estrogen ELISA Kit 96T EM1501	64,000	98,000	1779	1779						
86-4675-71	Mouse Testosterone ELISA Kit 96T EM1850	64,000	98,000	1779	1779						
86-4685-80	Rat CORT(Corticosterone) ELISA Kit 96T ER0859	64,000	98,000	1779	1779						
86-4687-67	Rat IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit 96T ER1094	64,000	86,000	1779	1779						
86-4687-81	Rat INS(Insulin) ELISA Kit 96T ER1113	64,000	86,000	1779	1779						
86-4687-88	Rat LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit 96T ER1123	64,000	86,000	1779	1779						
86-4689-69	Rat TGF-β1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit 96T ER1378	64,000	86,000	1779	1779						
86-4690-47	Rat E2(Estradiol) ELISA Kit 96T ER1507	64,000	86,000	1779	1779						
86-4690-95	Rat Ang1-7(Angiotensin 1-7) ELISA Kit 96T ER1616	64,000	98,000	1779	1779						
86-4691-61	Rat MDA (Malonaldehyde) ELISA Kit 96T ER1878	64,000	86,000	1779	1779						
86-4694-16	FA/VB9(Folic Acid/Vitamin B9) ELISA Kit 96T EU0381	64,000	86,000	1779	1779						
86-4694-29	8-OHdG(8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA Kit 96T EU2548	64,000	86,000	1779	1779						
8-6482-01	舌鉗子(シリコンカバー付き) 170mm コラン氏式	4,200	4,570			966					
8-7432-01	鼻鏡(和辻式) ステンレス製 大	1,640	1,780			1652					
8-7432-02	鼻鏡(和辻式) ステンレス製 中	1,640	1,780			1652					
8-7432-03	鼻鏡(和辻式) ステンレス製 小	1,640	1,780			1652					
8-7434-01	鼻鏡(ハルトマン式) ステンレス製 大	1,640	1,780			1652					
8-7434-02	鼻鏡(ハルトマン式) ステンレス製 中	1,640	1,780			1652					
8-7434-03	鼻鏡(ハルトマン式) ステンレス製 小	1,640	1,780			1652					
8-7544-01	ドクターサンダル29N 黒 M 25.0~25.5cm	11,500	13,200			2032					
8-7544-02	ドクターサンダル29N 黒 L 26.0~26.5cm	11,500	13,200			2032					
8-7544-07	ドクターサンダル29N 黒 LL 27.0~27.5cm	12,400	14,400			2032					
8-7544-15	ドクターサンダル49N 黒 M 25.0~25.5cm	11,500	13,200			2032					
8-7544-16	ドクターサンダル49N 黒 L 26.0~26.5cm	11,500	13,200			2032					
8-7544-19	ドクターサンダル49N 黒 LL 27.0~27.5cm	12,300	14,200			2032					
8-7544-20	ドクターサンダル79N 黒 M 25.0~25.5cm	12,300	14,200			2032					
8-7544-21	ドクターサンダル79N 黒 L 26.0~26.5cm	12,300	14,200			2032					
8-7544-22	ドクターサンダル79N 黒 LL 27.0~27.5cm	13,100	15,600			2032					
8-7688-01	爪きり鉗子 喉切型 120mm	3,070	3,520			1105					
89-8149-40	Human TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T EH0302	64,000	86,000	1779	1779						
89-8149-41	Rat TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T ER1393	64,000	86,000	1779	1779						
89-8149-43	Human IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit 96T EH0201	64,000	86,000	1779	1779						
8-5646-02	ヘアネット 858046 M	760	530	3204	3204						